

ottobock.

B500/B600 Family

Pouzdana, raznovrsno, sigurno

Dostupni s
Junior i XL sjedištem



B500/B600 Family

Pregled modela

Osobama s ograničenjima u kretanju detalji su iznimno važni u svakodnevnom životu i savladavanju izazova koje on donosi. Stoga elektromotorna kolica koja koriste moraju optimalno zadovoljavati njihove potrebe. Ottobock nudi paletu proizvoda koji svojim posebnostima i karakteristikama korisniku pružaju potrebne prednosti.

Sve modele elektromotornih kolica B500 karakterizira iznimna sigurnost i pouzdanost, a dostupni su u različitim modulima upravljanja i elektroničkog podešavanja.

Korisnici mogu birati između standardnog sjedišta (uključujući veličine Junior i XL) te Contour ili Recaro sjedišta.

Dostupna je i B500-S verzija s pogonom na prednjim kotačima.

B500 online



- Jednostavno održavanje
- Ladica za bateriju - jednostavno svakodnevno punjenje
- Brzina vožnje 6/7.2 km/h
- Domet - oko 35 km
- VR2 kontrolna jedinica

B500 e-europe



- Jednostavno održavanje
- Ladica za bateriju - jednostavno svakodnevno punjenje
- Brzina vožnje 6/7.2 km/h
- Domet - oko 35 km
- VR2 kontrolna jedinica
- Električno podešavanje nagiba sjedišta, 20°
- Električno podešavanje nagiba naslona za leđa, 30°

B500 classic



- Jednostavno održavanje
- Ladica za bateriju - jednostavno svakodnevno punjenje
- Brzina vožnje 6 / 7.2 km/h i 10 km/h
- Domet - oko 35 km
- enAble®40 kontrolna jedinica
- Dvije opcije el. podešavanja
- Električno podešavanje nagiba sjedišta, 20°, 30°, 45°
- Električno podešavanje nagiba naslona za leđa, 30°
- Električno podešavanje visine sjedišta, 300 mm, 400 mm
- Električno podešavanje oslonca za stopala

B500 advanced



- Jednostavno održavanje
- Ladica za bateriju - jednostavno svakodnevno punjenje
- Brzina vožnje 6 / 7.2 km/h i 10 km/h
- Domet - oko 35 km
- enAble®50 kontrolna jedinica, 130 A
- Mogućnost električnog podešavanja i kombiniranja različitih opcija
- Električno podešavanje nagiba sjedišta, 30°, 45°
- Električno podešavanje nagiba naslona za leđa, 30°
- Električno podešavanje visine sjedišta, 300 mm, 400 mm
- Električno podešavanje oslonca za stopala

B600



- Jednostavno održavanje
- Ladica za bateriju - jednostavno svakodnevno punjenje
- Brzina vožnje 6 / 7.2 km/h i 10 km/h
- Domet - oko 35 km
- enAble®50 kontrolna jedinica, 130 A
- Mogućnost električnog podešavanja i kombiniranja različitih opcija
- Električno podešavanje nagiba sjedišta, 30°
- Električno podešavanje nagiba naslona za leđa, 30°
- Električno podešavanje visine sjedišta, 300 mm, 400 mm
- Električno podešavanje oslonca za stopala
- Mogućnost ugradnje posebnih kontrola
- Mogućnost ugradnje teleskopskog okvira

